



Conditioned Medium (CM) ottenuto dopo concentrazione come suggerito da Giovanni.

Standard: Abeta 1-42 del kit ELISA Human Abeta42 Invitrogen

Risultati: nei campioni CM 7PA2 24-48h è presente una banda molto debole sotto i 10kDa, che potrebbe essere la Abeta 1-42, sicuramente è significativamente concentrata la APP a 100kDa.

Purtroppo lo standard non è visibile (forse troppo concentrato poiché si notano bande in negativo)

Note: sono stati riscontrati problemi durante la bollitura della membrana che potrebbero averla

danneggiata!